



Validation des méthodes
alternatives d'analyse
NF102 – Application à l'agroalimentaire

Certificat

Certificat N° : **RBP 31/02-04/11**
Décision de reconduction du : **02-07-2026**
Fin de validité : **30-08-2030**

La société :

R-BIOPHARM AG
An der neuen Bergstraße 17
64297 Darmstadt
GERMANY

Est autorisée à apposer la marque NF VALIDATION en application des règles générales de la marque NF VALIDATION et des règles de certification NF102 - Validation des méthodes alternatives d'analyse (Application à l'agroalimentaire) pour la méthode d'analyse ci-dessous :

PREMI[®]TEST

Certifiée pour la détection de résidus d'antibiotiques dans la viande de bœuf (à l'exception de la viande hachée), le porc et la volaille

Référence(s) de
notice technique

20260701 – Insert 1015

Le résumé des essais de validation est disponible dans le rapport de synthèse de validation consultable sur le site internet <http://nf-validation.afnor.org/>.

Cette décision atteste que la méthode d'analyse est certifiée conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification, tel que spécifié dans le référentiel de certification. Les **caractéristiques certifiées essentielles** sont les « performances analytiques » reportées en annexe du présent certificat.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur (précédente édition datée 05-08-2022). Ce certificat NF VALIDATION, incluant son annexe, est valable jusqu'au **30 août 2030**. Il est soumis aux résultats des contrôles périodiques effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF VALIDATION et aux règles de certification NF102 - Validation des méthodes alternatives d'analyse (Application à l'agroalimentaire).



Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

Edition du 02-07-2026

Méthode d'analyse	PREMI®TEST
Site de production	DSM Food Specialties Test Center - Turbineweg 10 2627 BP Delft – The Netherlands
Protocole de validation	NF VALIDATION - Validation des méthodes alternatives d'analyse : Application à l'agroalimentaire. Protocole de validation des méthodes de détection et de quantification des résidus de médicaments vétérinaires dans les produits agroalimentaires - Exigences relatives aux études préliminaire et interlaboratoires menées par un Laboratoire expert. - Rév. 12 (2024) de la marque NF VALIDATION.
Domaine d'application	Détection des résidus d'antibiotiques dans les viandes de bœuf (à l'exception de la viande hachée), de porc et de volaille.
Restriction(s)	Aucune.
Alerte(s)	Aucune.
Autre(s) information(s)	Non applicable.

Caractéristiques de performances

		Conclusions de l'étude de validation
Capacité de détection	Taux de faux-positifs (%)	26,2
	Réactions croisées (%)	95
	CCβ Pénicilline G (µg/kg)	6/50
	CCβ Amoxicilline (µg/kg)	11/50
	CCβ Cloxacilline (µg/kg)	150/300
	CCβ Chlortétracycline (µg/kg)	160/100
	CCβ Epi-CTC (µg/kg)	500/100
	CCβ Oxytétracycline (µg/kg)	160/100
	CCβ Epi-OTC (µg/kg)	500/100
	CCβ Doxycycline (µg/kg)	100/100
	CCβ Sulfadiméthoxine (µg/kg)	75/100
	CCβ Sulfadiazine (µg/kg)	90/100
	CCβ Erythromycine A (µg/kg)	200/200
	CCβ Tylosine A (µg/kg)	90/100
Applicabilité	Liste des matrices	Muscles de bœuf, de porc et de poulet. La lecture doit nécessairement s'effectuer dès le virage à la couleur jaune du témoin de l'espèce à analyser.
Robustesse	Facteurs critiques identifiés	NA
Exactitude	Justesse	NA
	Fidélité	NA

Il est souhaitable d'adresser à AFNOR Certification toute réclamation concernant les performances de la méthode certifiée (via le formulaire disponible sur le site internet <http://nf-validation.afnor.org/> à la rubrique "contact").

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache.
Annexe page 1/1